

Svět se mění...

eye-ruler

MUSÍTE HO MÍT!



a my s ním.




Pohodlné měření s jediným zařízením



Rychlé získání centračních údajů



Vylepšení prodejní image



Pohodlné měření s jediným zařízením



Rychlé získání centračních údajů



Vylepšení prodejní image



Pohodlné měření s jediným zařízením



Rychlé získání centračních údajů



Vylepšení prodejní image







Fotografie zepředu

- ▶ PD, 1/2 PD
- ▶ Výška centrace

Fotografie z boku

- ▶ Pantoskopický úhel
- ▶ Úhel zakřivení obruby
- ▶ Delta vzdálenost



Přirozený postoj při čtení

- ▶ Čtecí vzdálenost

Výsledky

- ▶ Databáze zákazníků s naměřenými údaji



Najdete v
 **App Store**

Technické parametry

- ▶ Kompatibilní s iPad 3 a novější
- ▶ Speciální přídatné zařízení
- ▶ 2 klipy a stojan na iPad
- ▶ Nabíječka

