

## VISIOTEST



ESSILOR


### Orientační vyšetření zraku


Visiotest je přístroj určený pro rychlé screeningové vyšetření zraku a jeho funkcí. Přístroj byl vyvinut pro orientační vyšetření a obsahuje 12 testových obrázků.

## PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE A MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ

Visiotest je přístroj určený pro rychlé, orientační, vyšetření zraku a jeho funkcí (naturální vizus D/B, výskyt astigmatismu, kontrastní citlivost, okohybné odchylky, barvocit, prostorové vidění, zorné pole), který respektuje ergonomické vidění. Přístroj byl vyvinut pro orientační vyšetření a obsahuje 12 testových obrazců:

- Test na uvolnění akomodace
- Optotyp na dálku pro pravé oko, astigmatický vějíř
- Duochromatický test pro pravé oko
- Optotyp na dálku pro levé oko, astigmatický vějíř
- Duochromatický test levého oka
- Optotyp na dálku pro obě oči
- Test na vyváženost binokulárního vidění
- Test na kontrastní citlivost
- Test na prostorové vidění
- Ishiharův test
- Optotyp na blízko pro obě oči
- Test na vyšetření horizontální linie zorného pole





Pro zápis výsledků screeningu je připraven obsáhlý odborný formulář.

Pro snazší komunikaci s klientem je k dispozici brožura „Průvodce ostrým a zdravým viděním“ s prostorem pro vyznačení výsledků screeningu a další doporučení včetně prostoru pro kontaktní informace očního optika.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- intenzita osvětlení segmentu testu zrakové ostrosti: 200cd/m<sup>2</sup>
- kontrast optotypu se rovná 1
- hmotnost automatické verze je 8,3 kg ( manuální 7,3 kg)
- rozměry: 145x145x40 cm
- spotřeba 10 W
- osvětlení: 12 LED diod
- konstrukce testů do dálky je na 5m a do blízka na 33cm

Pro více informací kontaktujte Zákaznické centrum Essilor na tel. 800 555 884.

[www.essilor.cz](http://www.essilor.cz)